

Salle de travaux pratiques d'optique de 24 Places assises...  
La conception d'une salle résulte de la combinaison de demandes spécifiques et de contraintes liées au site.

**Les contraintes** : la configuration particulière de cette salle très longue et étroite, la multitude de piliers, la nécessité d'utiliser des colonnes de câblage pour récupérer les fluides électriques à l'étage supérieur...

**Les demandes** : des plans de travail vastes et parfaitement linéaires pour positionner et régler des bancs d'optiques; un revêtement résistant au poids et à l'abrasion, facile à entretenir...

**Le concept d'agencement de cette salle** : la réalisation d'îlots par juxtaposition et association de paillasse en stratifié de 1500 x 600 x 900 mm (MOB 6083)...

slides/lycee-jacques-decour