

Balance Traveler 300 g x 0.01 g - Plateau diamètre 120 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 384,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Spécialement conçue pour l'enseignement et pour les TP sur le terrain, la balance Traveler est équipée d'un capot amovible qui protège la balance, permet de l'empiler pour son rangement et permet de protéger les échantillons pour les pesées sur le terrain.

Diamètre 120 mm

Grand écran LCD facile à lire.

Possibilité d'avoir une interface USB, qu'il faut commander à la commande car installée en usine.

Dimensions : 149 x 224 x 73 mm

- 2 Unités de pesage
- Boîtier en ABS très solide et plateau en acier inoxydable
- Capot "cage" empilable
- Alimentation piles ou secteur
- Verrouillage du calibrage et masse de calibrage incluse
- Protection contre les surcharges
- Clavier sensitif codé en couleur.
- Capteur de précision
- Dispositif de pesage sous balance
- Indicateur de Batterie faible
- Fonction "Economiseur de batterie"
- Alimentation 12 V (transformateur inclus) ou piles non fournies

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.