


Monnayeur - avec retour de monnaie



Casiers garantis 15 ans contre les portes arrachées ou dégonnées ! Colonne de 4 portes. Dim de la colonne : 1720 mm de h x 380 mm de large x 450 mm de profondeur

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 634,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

CADENAS NON FOURNI (à choisir dans les options)

Dimensions hors options (toit incliné et socle) :

Largeur +/- 30 cm
Hauteur totale : 172 cm
Hauteur d'une porte : 42 cm
Profondeur : 45 cm
Ecart minimes sur les dimensions selon le procédé de fabrication.

Système de fermeture standard :

Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui empêche tout effraction.
Un cadenas ferme le casier puissamment, de cette façon le casier ne peut pas être forcé avec un tournevis.

Description technique :

Casiers en LMDPE (Linéaire Medium Densité Polyéthylène) qui est résistant contre les UV au 8e degré.
PE sans produits toxique.
Type de serrure standard avec des cadenas avec un diamètre de 10mm.
Les portes sont protégées des rayures des cadenas par une plaque quart de cercle en polypropylène.
Tous les produits sont inoxydables.
Axe des charnières sur toute la hauteur.
Anneau métallique fixé au corps et traversant la porte ce qui empêche tout effraction.
Numérotation optionnel
Socle optionnel
Toit incliné optionnel
Les casiers seront fixés avec des vises auto taraudeuses ou des pop rivettes.
Résistant aux graffitis.

Garantie :

15 ans sur l'intégrité des casiers et contre les UV.
Le LMDPE garde sa souplesse et les couleurs gardent au minimum 90% de sa couleur après 15 ans des conditions extrême de l'UV

Options :

- Toit incliné
- Base
- Etalage
- Plaque numérotée personnalisée
- Poignet fermable avec cadenas
- Cadenas avec code chiffres
- Serrure monnayeur
- Cadenas digital

D'autres dimensions et d'autres couleurs de casiers existent : www.casiers-pe.fr

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.