

Agitateur magnétique 1,5 l



Ultra silencieux et sans vibration. Agitation puissante.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 84,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Vitesse réglable entre 300 et 2000 rpm.
Capacité : 1,5 L. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur (non inclus).
Dimensions de la surface de travail : Ø120mm.
Surface en PET qui offre une excellente résistance chimique.
Moteur brushless, sans entretien.
Dimensions extérieures (L x l x H) : 145 x 150 x 50 mm.
200-240 V / 50-60 Hz.
Protection IP21 (DIN 60529).
Garantie 2 ans

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.