


Aimant à Entre-fers Variable



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 445,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Etendue du Champ Ajustable de 2 à 80 mm (1000 mT à 20 mT)
- Indispensable aux Expériences sur L' Induction
- Une Multitude de Configurations Expérimentales

Certains concepts en électromagnétisme sont difficiles à visualiser et encore plus à démontrer.

L'Aimant à Entre-Fers Variable permet de démontrer clairement certains principes tels que La Force exercée par un courant sur un conducteur, les courants parasites ou courants de Foucault, le point de température de Curie, le paramagnétisme et le diamagnétisme.

Lourd et solide, idéal pour les expériences sur l'induction magnétique.
Livré avec 2 aimants plats

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.