

Alimentation / Support pour Tubes Spectraux



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 410,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

D'une utilisation facile et d'un coût très raisonnable, cette alimentation présente les caractéristiques de sécurité indispensable en laboratoire.

Positionnez le tube spectral choisi et allumez votre alimentation, un spectre net apparaîtra... rien de plus simple !

L'insertion du tube se fait directement en face avant de l'appareil dans les douilles isolées et protectrices grâce à un dispositif de à ressort auto-verrouillant...

Les culots des tubes s'insèrent dans des douilles moulées.

Les tubes proposés mesurent environ 260 mm (capillaire 70 mm).

Toutes les parties métalliques sont mises à la terre. Une limitation de courant protège les tubes.

L'Alimentation délivre 6 KV DC à 2 mA max aux électrodes enchâssées dans les douilles.

Alimentation 115/220 V 50/60 Hz.

Dimensions 78 x 78 x 290 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

