

Armoire de sécurité 1 Compartiment - 1 Porte Vitrée



NOUVEAU !! Armoires de stockage multirisques à composer...

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 938,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires de sécurité multirisques

- Armoires pour le Stockage Spécifique 1, 2, 3, 4 Compartiments...etc
- Ventilation passive centralisée avec grille pare-flammes
- Ventilation Forcée en Option
- Modèles à Assembler et Aménager selon les Besoins, nombre de compartiments, portes pleines ou portes vitrées

Ventilation centralisée avec grilles pare flammes (sortie générale en partie haute diamètre 100 mm) sur tous les modèles de la gamme.
Serrure individuelle par compartiment.
Etagères de Rétention réglables sur crémaillères
Pour les produits Corrosifs, adaptez les compartiments en ajoutant des surétagères de rétention en PVC et un bac de rétention PVC...

AMS 11617 - Armoire 1 Compartiment - 1 Porte Vitrée

Armoire à 1 Compartiment "Inflammable" par exemple

Dimensions extérieures :

560 x 545 x 1825 mm, poids 55 Kg

Capacité de stockage 150 L (Rétention 40 Litres)

3 Etagères acier + 1 Bac de rétention acier

AVIS D'EXPERT !

Comme sur toutes les armoires de sécurité , un Caisson Ventilé à raccorder sur une extraction ou Ventilé Filtré sans raccordement peut être adapté.

Pour plus d'informations sur ces caissons reportez vous au pages correspondantes de ce site internet...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.