

Armoire de Sécurité Haute pour produits Inflammables, Toxiques et Dangereux - 300 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 3111,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires pour produits inflammables, toxiques et dangereux

- Armoires pour le Stockage des Produits Inflammables : Toxiques et Dangereux
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation Forcée en Option

Armoire de sécurité laboratoire haute 300 litres

Armoire haute de stockage de laboratoire 300 L

Dimensions extérieures (H x L x P en mm) : 2095 x 1000 x 600

Dimensions intérieures (H x L x P en mm) : 1945 x 950 x 550

Capacité de stockage (L) : 300

Nombre d'étagère(s) en acier : 5

Poids (kg) : 166

CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables, classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182, entre les parois.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Capacité de stockage importante.
- Armoires permettant de stocker différentes familles de produits (nocifs, toxiques et inflammables) tout en conservant une homogénéité de vos stockages.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 12/10ème double paroi.
- Isolation en fibre minérale de 20 mm d'épaisseur selon la norme NF EN ISO 1182.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Symboles normalisés "nocif", "toxique" ou "inflammable" (à préciser à la commande).
- Étagères de rétention réglables sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse (Ø 100 mm).
- Sortie de ventilation en toiture avec manchon de raccordement (Ø 100 mm).
- Portes battantes avec gonds renforcés à fermeture manuelle.
- Fermeture deux points.
- Fermeture à clef.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.