

Armoire de sécurité sous Paillasse 1 Compartiment Acides ou Bases à 1 Tiroir Extractible



Nouvelle gamme ergonomique

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1571,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires sous paillasses acides & bases

- Les Armoires sous paillasses constituent une solution de stockage d'appoint très pratique !
- Armoires approuvées GS et EN 14727
- Ces armoires sous paillasses se déclinent en 4 versions : 1 Compartiment (1 ou 2 Tiroirs) ou 2 Compartiments (2 ou 4 Tiroirs).

habituellement ces armoires ne sont pas très faciles à utiliser du fait même de leur position...

Grâce à notre nouvelle gamme d'Armoires sous Paillasses à Etagères/ Tiroirs extractibles; tout est réglé, plus besoin de se baisser pour récupérer les produits... Plus de limites pour démultiplier ces stockages sous vos linéaires de plans de travail...

Stockage sécurisé des matières agressives non inflammables.

Armoire sous Paillasse 1 Compartiment Acides ou Bases à 1 Tiroir Extractible - ASE 61630624

Dimensions 590 x 570 x 600 mm 40 Kg. Capacité des Bacs 18 Litres.

Charge admissible 100 Kg.

Renouvellement d'air 4.4 m3/h.

En option, les armoires peuvent être équipées d'un socle à roulettes de hauteur 30 mm.

Existe en version Acides ou Bases à 2 Tiroirs Extractibles - ASE 61630625

AVIS D'EXPERT !

Le Caisson de Filtration [ChemTrap™](#) permet aux laboratoires déjà équipés d'une armoire de sécurité de bénéficier également d'une protection contre le risque chimique inhalatoire.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.