

## Armoire de sécurité sous Paillasse 2 Compartiments Acides/ Bases à 2 Tiroirs Extractibles



Nouvelle gamme ergonomique

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1327,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Armoires sous paillasses acides & bases**

- Les Armoires sous paillasses constituent une solution de stockage d'appoint très pratique !
- Armoires approuvées GS et EN 14727
- Ces armoires sous paillasses se déclinent en 4 versions : 1 Compartiment (1 ou 2 Tiroirs) ou 2 Compartiments (2 ou 4 Tiroirs).

habituellement ces armoires ne sont pas très faciles à utiliser du fait même de leur position...

Grâce à notre nouvelle gamme d'Armoires sous Paillasses à Étagères/ Tiroirs extractibles; tout est réglé, plus besoin de se baisser pour récupérer les produits... Plus de limites pour démultiplier ces stockages sous vos linéaires de plans de travail...

Stockage sécurisé des matières agressives non inflammables.

**Armoire sous Paillasse 2 Compartiments Acides/Bases à 2 Tiroirs Extractibles - ASE 61930620**

Dimensions 1100 x 570 x 600 mm 60 Kg. Capacité des Bacs 18 Litres.

Charge admissible 100 Kg.

Renouvellement d'air 8.8 m<sup>3</sup>/h.

En option, les armoires peuvent être équipées d'un socle à roulettes de hauteur 30 mm.

**Existe en version 2 Compartiments Acides/Bases à 4 Tiroirs Extractibles - ASE 61930621**

**AVIS D'EXPERT !**

Le Caisson de Filtration ChemTrap™ permet aux laboratoires déjà équipés d'une armoire de sécurité de bénéficier également d'une protection contre le risque chimique inhalatoire.

Pour plus d'informations sur ces caissons reportez vous au pages correspondantes de ce catalogue...

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.