

Armoire de sécurité sous Paillasse 30' à 2 Tiroirs pour produits Inflammables - largeur 1100 m



Les armoires sous paillasse 30 minutes pour produits inflammables viennent compléter la gamme des sous paillasse ergonomiques...

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2434,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires sous paillasse 30' pour inflammables

- Stockage sécurisé et approuvé des Liquides infl ammbles.
- Conformité aux Tests de Résistance au feu selon EN 14470-1 - 30 minutes minimum.
- Modèles approuvés GS, CE et EN 14727.

Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité grâce aux coulisses à ouverture totale.

Les tiroirs peuvent rester ouverts dans n'importe quelle position. Cependant en cas d'incendie, les tiroirs se referment automatiquement grâce à un détecteur thermique.

Un câble de mise à la terre est fourni de série avec chaque tiroir.

Le bac de rétention est soudé de manière parfaitement étanche au tiroir.

Chaque compartiment s'ouvre et se ferme individuellement.

Conduite d'air intégrée pour les raccordements extérieurs (Format DN 75)

Parois extérieures en Acier, Peinture époxy haute résistance aux agents chimiques et à la rayure.

Revêtement extérieur de l'armoire en gris anthracite RAL 7016

Tiroirs verrouillables par serrure à cylindre.

Tiroirs à ouverture assistée pour un minimum d'efforts.

Armoire sous Paillasse 30' pour Inflammables largeur 1100 m à 2 Tiroirs - ASE 42913430

Dimensions 1102x 574 x 600 mm 180 Kg. Capacité des Bacs 26 Litres.

Charge admissible 300 Kg.

Renouvellement d'air 2.2 m3/h.

Les 2 Tiroirs parfaitement distincts et étanches permettent de stocker 2 familles de produits en toute sécurité.

En option, les armoires peuvent être équipées d'un socle à roulettes de hauteur 30 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.