

## Balance d'Etude des Pressions



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 320,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce montage permet de montrer la transmissibilité de pression des fluides et de définir la relation entre force et pression  $F = P.A$ .  
L'Appareil comprend 2 seringues de volume 10 et 50 ml, connectés par un tube souple. L'Ensemble est fixé à un support lourd à tige.  
Les pistons et les connecteurs sont parfaitement hermétiques.  
La pression d'un des piston, manuellement ou à l'aide de masses additionnelles, entraîne le déplacement immédiat de l'autre piston.  
La distance de déplacement des cylindres est inversement proportionnelle à la quantité d'air.  
**L'Appareil est livré avec 15 masses de 40g.**

### Caractéristiques :

- Relation entre les surfaces des pistons 10:3
- Relation entre les poids des pistons 10:3
- Seringues de précision en verre
- Dimensions 140 x 100 mm

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

