


## Caméra USB 2MP



Caméra idéale pour l'enseignement en USB2

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 252,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caméra couleur CMOS de 5.0MP) et port USB 2.0

Capteur 1/2,9", 2560 x 1920 pixels

Profondeurs des couleurs de 24 bits

Faible rapport signal / Bruit

Interface USB 2.0

Filtre RGB Montage Interface à monture C

Conversion Echelle de gris 8 bits

Profondeur de couleur 24 bits

Exposition Automatique et manuelle, de 1 ms à 2s

Balance des blancs automatique / manuel

Plage dynamique 72 db

Sensibilité V/lux-sec (550 nm) 0.51

Interfaces USB 2.0 à 480 Mb/s

Livrée avec Objectif à monture C de 0.45x, câble USB 2.0, adaptateurs de 30 et 30.5 mm pour stéréomicroscopes, lame d'étalonnage de

76x24 mm avec échelle de 1 mm.  
CD-ROM avec le logiciel Image Focus Plus.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.