

## Cavalier à Déplacement Transversal pour Rail de Précision Triangulaire



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 157,65 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Le Cavalier à Déplacement Transversal pour Rails Triangulaires de Précision Accessoire pour déplacer un composant par rapport à l'axe optique.

C'est un accessoires très pratique pour les travaux sur les interférences et la diffraction.

### Caractéristiques techniques

Platine montée sur un cavalier pour banc prismatique

Plage de réglage : 50 mm (+/- 25mm)

Graduation : 1 mm

Précision de réglage : 1mm/tour

Guidage linéaire par coussinets

Dimensions : 130 x 100 x 50 mm

Poids : 250 g.

Emballage : boîte individuelle.

### Avantages produit

Réglage par vis sans fi n pour une grande précision.

Manipulation aisée grâce au bouton moleté.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.