

Coffret Complet de Dynamomètres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 201,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Phylab propose une large gamme de dynamomètres de précision couvrant les gammes de 0,1 à 100 Newtons.

Les échelles parfaitement lisibles offrent une résolution de 2% et une parfaite linéarité.

Une vis positionnée sur la tête du dynamomètre permet l'ajustement du zéro.

Un code de couleur identifie chaque gamme.

L'ensemble de la gamme est proposé dans un coffret alvéolé.

Les dynamomètres peuvent être commandés l'unité.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.