

## Compteur de temps à 2 cellules photoélectriques - Économique



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 328,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Compteur de Temps livré avec 2 cellules photoélectrique.

Large affi cheur digital.

Fonction Start & Stop.

Il permet de mesurer l'intervalle de temps entre 2 événements avec précision.

Il propose 4 fonctions sélectionnées manuellement : « Start » ; « Stop » ; « Chute Libre » ; « Intervalle ».

Le compteur est doté d'une alimentation interne pour piloter les cellules ou un électro-aimant.

Affi cheur à LED de 14 mm.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.