

Congélateur TOP 91 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 436,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Congélateur encastrable sous paillasse
Design Sigma à Porte arrondie
Volume du congélateur : 91 litres environ
Classe énergétique : B
Commandes en façade : thermostat, congélation rapide
voyants: M/A, Super congélation et alarme de température
2 tiroirs transparents
1 abattant/ 1 raclette à givre
Porte réversible
Plateau de congélation
1 bac à glaçons
Pieds réglables

Caractéristiques :

Dégivrage : manuel
Classe climatique : SN-N-ST
Pouvoir de congélation : 16 kg/24 h
Autonomie de conservation : 17 h
Consommations : 0.77 kWh/24 h - 281 kWh/an

Réfrigérateurs & machines à glaçons: Congélateur TOP 91 Litres

Dimensions (en mm) :

Hors tout : H 850 x L 550 x P 612

Appareil emballé : H 900 x L 600 x P 680

Poids brut/net (kg): 41/39

Autres caractéristiques techniques :

Couleur : blanc

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Puissance (Watts) : 90

Fusible de protection (en Ampère) : 10

Cordon de raccordement (m) : 1.7

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.