


Ecran Dépoli Quadrillé sur Tige 200 x 200 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 25,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Recommandé pour les Etudes de focométrie (mesure distance focale) et la Décomposition de la lumière avec un prisme...

Accessoire pour banc d'optique Lycée

Ecran dépoli PVC 200 x 200 mm

Tige aluminium Ø10 x 40 mm

Quadrillage noir 5 x 5 mm et 1 x 1mm

Dimensions : 10 x 190 x 150 mm

Poids : 65 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.