

La Valise complète d'optique géométrique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 286,27 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Un ensemble complet pour aborder l'Optique en ayant tout à disposition.

La source lumineuse à LED 1 W offre une grande luminosité.

Très économique elle est alimentée par transformateur 6 V inclus.

La boîte à raies de lumière est équipée de 2 miroirs orientables avec supports de filtres, dans lesquels sont glissés une série de filtres colorés, une série de fentes...

Elle peut être utilisée directement sur une table ou sur un tableau grâce à sa semelle magnétique.

Caractéristiques techniques

1 source à miroirs à LED
1 accessoire jeton 1 à 3 fentes avec lentille
1 miroir plan magnétique
2 réflecteurs en métal : concave et convexe
8 cartons 50x50 de 8 couleurs différentes
6 filtres de couleurs primaires et secondaires
8 lentilles d'optique géométrique
1 valisette avec mousses de protection

Dimensions valisette : 370x310x80 mm

Poids total: 1,300 kg

Présenté en Valise

Avantages produit

Une variété d'expériences d'optique en un seul produit.

Rangement rapide.

Tous les composants peuvent être commandés séparément.

Exemples de TP correspondants

Optique géométrique.

Synthèse additive des couleurs.

Nous vous conseillons nos accessoires supplémentaires

- Panneaux magnétiques effaçables 600 x 400 mm ou 600 x 900 mm
- Coffret de lentilles magnétiques dans les accessoires de ce chapitre OPTI 104022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.