

“Le mystère de la cellule crochue”, Détection de l’anémie drépanocytaire

Cette expérience simple montre la détection de la mutation responsable de l’anémie drépanocytaire.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 82,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cette expérience simple montre la détection de la mutation responsable de l’anémie drépanocytaire. Dans cette simulation, les étudiants utilisent l’électrophorèse pour séparer les colorations représentant les échantillons du patient et les échantillons témoins

Ce kit comprend les éléments suivants : une notice de TP, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d’agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 10 groupes de TP

Autres équipements nécessaires : cuve d’électrophorèse et alimentation.

Le TP est réalisable en 45 minutes.

Commentaires des clients

Il n’y a pas encore de commentaire sur ce produit.