

Luxmètre 200 000 lux



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 178,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Capteur luxmètre à sonde détachable, idéal pour les expériences de polarisation.

Il permet de quantifier simplement et rapidement les principales sources et phénomènes lumineux

5 Calibres 20 - 200 - 2000 - 20000 et 200000 lux

Résolution 0,01 lux

Précision 3%

Cycle de mesures 2,5 mesures / sec.

Sortie analogique 0,1 mV/inc.

Ecran LCD 2000 points à affichage rétro-éclairé

Dimensions 170 x 80 x 35 mm (Capteur inclus) - 225 g

Alimentation par piles 4 x 1,5 V R03 AAA

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

