

Machine à paillettes de glace 135 Kg



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 5386,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Fabrication de glace en grains non agressive, par système à vis sans fin (évaporateur cylindrique vertical).

Stockage jusqu'à 50 Kg.
Capacité de production 135 kg / 24 h.
Alimentation 220 V 50 Hz,
puissance 640 W
Carrosserie Inox 18/8.
Raccordement Eau 3/4 gaz
Vidange 20 mm
Livrée avec filtre anti-boue
Dimensions extérieures : 515 x
550 x 1335 +(80) mm
Garantie 2 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.