

Micropipettes Volume variable EASY 40 (100 à 1000µl)

Garantie 1 an

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 89,29 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts.

Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés.

Règlage précis du volume désiré avec une indication sonore "click" pour éviter les erreurs.

La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121 °C.

Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage.

Consulter les pièces de rechange disponibles pour ces micropipettes sur notre site.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.