

## Mini générateur de fréquence 20 Hz - 150 kHz



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 100,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce générateur de poche produit des signaux carrés et sinusoïdaux de grande qualité. Il délivre 66 échelles de fréquences fixes allant de 20 Hz à 150 kHz. Son alimentation est assurée par une pile 9V ce qui le rend totalement autonome.

**Gammes de fréquences :**

Calibre x1 : 20 Hz à 1,5 kHz (en 23 échelles).

Calibre x100 : 2 kHz à 150 kHz (en 23 échelles).

**Précision :**

20 Hz à 100 kHz : +/- 3%.

100 kHz à 150 kHz : +/- 5%.

Sortie : 600 ohms, atténuation 0dB/-20dB, réglage de l'amplitude.

Alimentation : 1 pile 9V F22.

Autonomie : 50 heures.

Indicateur du niveau de pile : 1 voyant LED.

Dimensions : 150 x 82 x 21 mm.

Masse : 200 g.

Accessoires : cordons.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.