

Modèle d'Ondoscope Simplifié à Manivelle



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 86,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Appareil destiné à la démonstration des ondes transversales et longitudinales...

Sur un arbre sont disposées des cames, qui appuient sur des poussoirs verticaux. Une manivelle permet d'entraîner l'arbre en rotation. Des marques blanches, bien visibles, se trouvent à l'extrémité des poussoirs. Sur 8 d'entre eux sont placés des renvois qui permettent de représenter des ondes longitudinales.

Un rapporteur monté sur l'arbre permet de déterminer l'angle de phase.

Modèle économique très pédagogique.

Dimensions 480 x 150 x 320 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.