

Paillasse Puériculture Economique 2400 x 750 x 900 mm



Coloris des Meubles et Tapis demander notre palette !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2809,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une baignoire moulée est encastrée à l'extrémité droite du plateau.

Les joints silicones assurent une parfaite étanchéité.

Elle est équipée d'un mitigeur avec douchette montée sur fl exible.

Un coussin à langer est posé sur la partie libre du plateau.

Le plateau est réalisé en stratifié de forte épaisseur 30 mm.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

La paillasse est livrée avec douchette et bouchon

Le plateau est posé sur 2 meubles de type placard à portes battantes l'un réservé aux rangements l'autre est un espace de protection des fluides au droit de la baignoire.

Une poubelle est fixée sur une des portes.

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm, adaptée à la station debout.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.

Course de 50 mm

Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.

Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Autres dimensions, et tiroirs sur devis

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.