

## Séquençage d'ADN - Ready-to-Load

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 132,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce kit permet aux étudiants de découvrir de manière très pédagogique le séquençage d'ADN.

Le kit comporte les 4 séquences d'ADN (nucléotides A, C, G, T) dans un format d'utilisation très simple.

Les étudiants chargent les 4 réactions séparément sur gel d'agarose, réalisent le gel et le colorent afin de démarrer la lecture de la séquence d'ADN.

Ce kit peut être utilisé pour introduire la notion de génome et pour aider les étudiants à comprendre l'apport scientifique du séquençage d'ADN.

**Ce kit comprend les éléments suivants** : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

**Autres équipements nécessaires** : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes avec pointes, et Illuminateur en Lumière Blanche.

**Temps de réalisation** : 60 minutes.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.