

Spectrophotomètre SPECTRA UV-VIS



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1023,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les bancs de spectrophotométrie faciles d'utilisation !

Idéaux pour l'enseignement et d'un très bon rapport qualité/prix, ils permettent d'analyser efficacement les parties de spectres (selon les modèles).

Ils couvrent un large éventail d'expériences avec une grande sensibilité.

Ces appareils sont robustes et adaptés aux manipulations dans les laboratoires ou les salles de classe.

Spectrophotomètres complets pour faire des mesures précises.

Un gage de la haute résolution et d'une fiabilité des résultats.

Le signal optique pénètre dans le dispositif au travers de la fibre optique flexible.

Rien de plus pour collecter vos données,

Le boîtier se connecte à un ordinateur en USB 2.0.

Il est préconfiguré et prêt à être utilisé.

Il suffit de le brancher et de commencer vos expériences !

Le logiciel est fourni

Il possède une interface intuitive avec une interprétation en temps réel des graphiques.

Pour faciliter l'interprétation du spectre, chaque bande de fréquence est marqué d'une couleur spécifique.

Le spectre peut être exporté sous format "graphique" ou sous format "texte" (données brutes) pour des calculs plus avancés.

Plusieurs barres d'outils permettent le réglage des paramètres du spectromètre, afin de s'adapter plus précisément aux besoins de l'expérience.

Le logiciel est proposé en version multilingue (ENG, GER, FR, RU, SK).

Compatible avec Windows XP, Vista, W7, W8, W8.1.

Caractéristiques :

Gamme de longueur d'onde : 360-940 nm

Résolution optique : <1,5 nm

Résolution en pixels : <0,5nm

Capteur couleur CMOS : 1 / 3.5"; 1.3M (1280x1024)

Rapport S / B : 45 dB (peline échelle)

Rapport A / N : 8 bits

Fréquence: jusqu'à 15 spectres par seconde (1280x1024)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.