

Spectroscopie de Bunsen-Kirchhoff



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1437,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet instrument est destiné à l'enseignement, pour l'observation et la mesure des spectres d'absorption et d'émission.

Il est constitué de :

- Une fente réglable,
- Un condenseur,
- Un prisme en Flint: arête 30 mm indice de réfraction 1,620, dispersion moyenne ($n_f - n_c = 0,017$), pouvoir de résolution $I/DI = 3000$
- Une lunette avec Oculaire 16x interchangeable et réticule
- Un objectif $f = 160\text{mm}$ et diamètre 17mm.
- Hauteur totale 32 cm, poids 4,6 Kg.

Il est livré avec une chape amovible pour le prisme.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.