

Spectroscope Métal à Cuve



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 116,52 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Un produit très simple, pédagogique et économique

Lecture directe de l'échelle des longueurs d'ondes

Optimisation des TP: différentes expériences possibles grâce aux cuves...

Structure en métal noir

Une cuve et son support

Réseau 530 Traits.

Graduation des longueurs d'ondes intégrée

Oeillette en aluminium anodisé

Largeur de fente : 0,5 mm

Tableau de correspondance éléments chimiques intégré

Dimensions : 120 x 200 x 25 mm

Poids : 520 g

N'oubliez pas notre rubrique « Sources de Lumière Spectrale », dans laquelle vous retrouvez les tubes spectraux et lampes spectrales ainsi que tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de TP de spectrométrie...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

