

## Stéréomicroscope EduBlue EU 7008, 20x - 40x - Eclairages à LED Incident et Transmis, sur Statif à Crémaillère

Note : Pas noté

**Prix**

Prix TTC : 219,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Eclairages à LED Incident et Transmis, sur Statif à Crémaillère

Modèle sur Statif à Crémaillère.

Double grossissement (2x- 4x) qui peut être sélectionné en tournant la Tourelle portes objectifs.

Distance de travail 50mm.

Compensation dioptrique réglable sur le tube porte oculaire gauche.

Eclairages Incident et Transmis à LED 1W, sur batterie rechargeable par transformateur externe inclus.

### Les microscopes stéréoscopiques de la série EduBlue sont disponibles avec :

- Objectifs à grossissements Double 1x/3x, 2x/4x ou Triple 1x/2x/3x, 1x/2x/4x montés sur tourelle rotative
  - Statifs ergonomiques dotés d'une crémaillère ou muni d'une colonne
  - Les éclairages par incidence et diascopique à LED ajustables en Intensité, peuvent être utilisés séparément ou simultanément.
  - Statif avec batteries (1.800 mAh) rechargeables, livré avec chargeur AC/DC
  - Paire d'oculaires grand champ WF10x/20mm, sécurisés avec une vis et livrés avec oeillets
  - Tête Binoculaire avec tubes inclinés à 45° et réglage de la dioptrie sur le tube gauche et de la distance interpupillaire de 55 à 75 mm
  - Statif en métal et large platine à deux valets.
  - Deux commandes situées de chaque côté du statif pour les réglages macrométriques.
  - Livrés avec porte objet noir/blanc et transparent.
  - Equipé avec des batteries internes de 1.800 mAh et adaptateur secteur AC/DC
  - Livrés dans un emballage de polystyrène et avec housse de protection et notice d'utilisation
- Avec les oculaires optionnels WF 5x/22, WF 15x/12 et WF 20x/10 vous pouvez atteindre des grossissements de 10 à 80x

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.