

Thermomètre Digital à Tige Etanche

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 12,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Sonde fixe en acier inoxydable de 145 mm de longueur.

Unités de température en °C / °F.

Gamme : -50 +300 °C (-58 + 572 °F), résolution : 0,1 °C/°F.

Dispose de la fonction « Hold » (fixation de la température).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.