

Thermomètre infrarouge avec laser -33/+500°C

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 152,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ecran illuminé.

Gamme : -33 +500 °C.

Précision : 1 °C ou $\pm 1\%$ entre +15 et +35 °C, pour reste de la gamme 2 °C ou $\pm 2\%$.

Pointeur laser classe II

Temps de réponse : 1 seconde.

Résolution optique : 12:1.

Température de travail : 0 +50 °C.

Dimensions : 175 x 80 x 39 mm

Poids : 180 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.