Télescope de Newton 114/900



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 335,25 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Observez le ciel profond!

Ce télescope de Newton avec son miroir de 114mm de diamètre et sa longueur focale de 900mm longueur offre une combinaison idéale pour bien débuter en astronomie.

L'ouverture collecte assez de lumière pour visualiser des objets, qui seraient moins visibles avec un télescope de plus petite taille.

Avec ce modèle, de nombreux détails de la Lune ou des grandes planètes peuvent être vus.

Equipé d'une monture équatoriale (également connu sous le nom de montage parallactique), il permet une compensation de la rotation de la terre et de suivre avec précision l'objet céleste observé.

Caractéristiques techniques :

Tube optique : (OTA) Ouverture : 114mm Focale : 900mm Rapport F/D : 8

Grossissement : 45x à 675x

Monture : équatoriale EQ-Sky avec des anneaux de montage et contrepoids (motorisable sur demande)

Viseur : Type LED point rouge

1 / 2

2 Oculaires (31,7 mm / 1,25 "): K-4 mm, K-20mm

Lentille : de Barlow 3x

Accessoires fournis : trépied en aluminium avec plateau porte accessoires et porte oculaires, adaptateur à ventouse

pour smartphone

Mode d'emploi et logiciel d'astronomie, carte de la lune (en téléchargement Web)

Masse : 11,7 kg Structure : carbone

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.