

Visualiseur F33



Visualiseur à bras flexible

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 562,95 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Donnez une nouvelle dimension à vos cours grâce à la qualité d'image du F33, à ses fonctions uniques et à son prix attractif pour les établissements scolaires. Capturez des images et des vidéos en haute résolution sur carte SDHC ou dans la mémoire interne du visualiseur, ou utilisez la large surface de prise de vue A3 pour afficher un livre ouvert ou tout objet de grande taille. Enfin, de nombreuses fonctions accessibles via notre logiciel A+ font du F33 un outil essentiel pour votre pédagogie. Caractéristiques & spécifications : Poids et dimensions •Poids 1.77kg •Dimensions en opération 184 x 530 x 395 mm •Dimensions plié 184 x 410 x 342 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.