

## Bain-marie 2 litres - Analogique



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 423,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Cuve en inox.**

**Bains-marie proposés en 5 capacités différents 2 L, 6 L, 12 L, 20 L et 45 L.**

Boîtier métallique peint, avec régulation de la température analogique.

Les cuves sont en acier inox.

Voyant de mise sous tension et voyant de température en façade.

Les résistances sont en acier inox et en contact direct avec le liquide.

**Caractéristiques :**

230V 50/60Hz. Sécurité contre surchauffe DIN12879.

Le modèle 20L possède une évacuation latérale et un robinet de vidange.

Type de protection DIN EN60529 IP33.

Accessoires : grille de fond, couvercle, support de portoir et portoir pour être suspendu au support.

**Bain-marie 2 litres - Analogique :**

Puissance : 400W.

Dimensions int : 130 x 150 x 150mm.

Dimensions ext : 170 x 230 x 185mm.

Masse : 3 kg.

**Bain-marie 6 litres - Analogique :**

Puissance : 600W.

Dimensions int : 140 x 150 x 300mm.  
Dimensions ext : 200 x 230 x 335mm.  
Masse : 4 kg.

**Bain-marie 12 litres - Analogique :**

Puissance : 1200W.  
Dimensions int : 300 x 150 x 300mm.  
Dimensions ext : 350 x 230 x 355mm.  
Masse : 6 kg.

**Bain-marie 20 litres - Analogique :**

Puissance : 1600W.  
Dimensions int : 300 x 150 x 480mm.  
Dimensions ext : 335 x 230 x 540mm.  
Masse : 8 kg.

**Bain-marie 45 litres - Analogique :**

Puissance : 2500W.  
Dimensions int : 500 x 150 x 620mm.  
Dimensions ext : 560 x 230 x 660mm.  
Masse : 18 kg.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.