

Armoire Vitrée Double-Corps(PB/PB) 1500 x 600 x 2100 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1446,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ces armoires sont proposées en 2 profondeurs 600 mm ou 750 mm.

Elles mesurent une hauteur totale de 2100 mm.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, proposé en deux versions : à portes battantes ou à portes coulissantes.

Il peut être équipé d'une serrure en option.

Un Design Pratique et Esthétique:

Le meuble Haut, à portes battantes pleines de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demiétagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins.

Armoires double-corps: Armoire Vitrée Double-Corps(PB/PB) 1500 x 600 x 2100 mm

Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Le Métacrylate, est un matériau parfaitement transparent.

Remplace avantageusement le verre, les risques de casse sont inexistant

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps de l'armoire.

Les portes battantes sont équipées de charnières invisibles.

En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et crémone 2 points.

Une Structure Métallique Robuste:

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire.

(Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.