

## **Bahut à Tiroirs - plateau toplab en 1200 x 600 x 900 mm**



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1717,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### **Bahut à Tiroirs**

**Plan de Travail en :** mélamine, grès, verre, stratifié, trespas, varicor

Proposés en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.

Ils se déclinent en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Tous les bahuts sont proposés en hauteur 900 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les Tiroirs sont montés sur glissières métalliques à galets téflon.

Une façade est complétée d'une poignée filante.

Les tiroirs sont de profondeur 100 mm.

12 Tiroirs de largeur 500 mm équipent les bahuts en 1200 mm

18 Tiroirs de largeur 400 mm équipent les bahuts en 1500 mm

Une structure métallique robuste.

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.