



## Chandelier 2 Robinets Eau Froide - 200 x 311 mm



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 180,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### LA ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

### Chandelier à 2 robinets Eau Froide

1 Embout Fixe diamètre 6 mm et 1 Embout démontable diamètre 10 mm  
Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

### Avis d'expert...

Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
  - la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient
- Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.