

Balance Core 250 g x 0.1 g - Plateau diamètre 120 mm



Avec cage de pesée

Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Modèles portables, légers, à prix très bas dans sa catégorie

Plateau de diamètre 120 mm ou 145 mm

Une cage de protection amovible est proposée sur les modèles dont le plateau est de diamètre 120 mm

Fonctionnement simple et convivial.

Empilable pour faciliter le rangement.

Parfaitement étanches et résistantes aux projections chimiques.

Plateau en acier inoxydable

Dispositif ShockProtect (boîtier incassable)

Grand écran LCD facile à lire.

- 9 Unités de pesage
- Double touche tare
- Auto zéro
- Protection contre les surcharges
- Clavier sensitif codé en couleur.
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Dispositif de pesage sous balance
- Indicateur de Batterie faible
- Fonction "Economiseur de batterie"
- Alimentation secteur sur transformateur (inclus) ou piles (6 AA)

Dimensions : 170 x 245 x 80 mm, 900 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.