

## Balance Core 2600 g x 0,1 g - Plateau diamètre 145 mm



Pas de cage de pesée

Note : Pas noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Modèles portables, légers, à prix très bas dans sa catégorie**

**Plateau de diamètre 120 mm ou 145 mm**

**Une cage de protection amovible est proposée sur les modèles dont le plateau est de diamètre 120 mm**

Fonctionnement simple et convivial.

Empilable pour faciliter le rangement.

Parfaitement étanches et résistantes aux projections chimiques.

Plateau en acier inoxydable

**Dispositif ShockProtect (boîtier incassable)**

Grand écran LCD facile à lire.

- 9 Unités de pesage
- Double touche tare
- Auto zéro
- Protection contre les surcharges
- Clavier sensitif codé en couleur.
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Dispositif de pesage sous balance
- Indicateur de Batterie faible
- Fonction "Economiseur de batterie"
- Alimentation secteur sur transformateur (inclus) ou piles (6 AA)

Dimensions : 170 x 245 x 80 mm, 900 g

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.