


Balance Highland 2200 g x 0,01g - Plateau diam 120 mm



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Modèles portables, légers, à Prix très bas dans sa catégorie...

- Interface RS-232 et USB
- Pieds de Mise à Niveau antidérapants
- Batterie Rechargeable

Fonctionnement simple et convivial.

Empilable pour faciliter le rangement.

Parfaitement étanches et résistantes aux projections chimiques.

Plateau en acier inoxydable

Dispositif ShockProtect (boîtier incassable)

Une cage de protection amovible est proposée sur les modèles dont le plateau est de diamètre 120 mm

Grand écran LCD facile à lire.

Dimensions : 170 x 245 x 80 mm, 2000 g

- 9 Unités de pesage

- Double touche tare
- Auto zéro
- Protection contre les surcharges
- Clavier sensitif codé en couleur.
- Capteur de précision
- Calibrage Interne manuel Handical
- Dispositif de pesage sous balance
- Indicateur de Batterie faible
- Fonction "Economiseur de batterie"
- Alimentation 12 V (transformateur inclus) et batterie interne rechargeable

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.