

## Dynamomètre 0-0,2 N / Résol 0,004 N



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 16,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Phylab propose une large gamme de dynamomètres de précision couvrant les gammes de 0,1 à 100 Newtons. Les échelles parfaitement lisibles offrent une résolution de 2% et une parfaite linéarité. Une vis positionnée sur la tête du dynamomètre permet l'ajustement du zéro. Un code de couleur identifie chaque gamme.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.