

Dynamomètre 5kg / 50 N - Résolution 100g



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 16,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une gamme de dynamomètres à corps métallique.

Ils sont équipés d'un anneau de suspension et d'un crochet de pesée.

Le corps présente une double graduation de part et d'autre de la fenêtre de mesure, en Newtons et en grammes.

Une vis positionnée sur la tête du dynamomètre permet l'ajustement du zéro.

Le ressort est équipé d'un dispositif de protection contre les surcharges.

Un code de couleur identifie chaque gamme.

Proposés à l'unité.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.