

Réfractomètre à main 0-80 Brix (double échelle)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 80,42 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Réfractomètres à Main sont des instruments d'optique de précision utilisés pour déterminer les constituants solides dissous dans les liquides sucres, sels, graisses...etc.

Quelques secondes suffisent pour déterminer le pourcentage de solides dissous dans une solution dont on a prélevé que quelques gouttes. Il s'agit d'une méthode d'échantillonnage et de mesure particulièrement utile dans tous les laboratoires de contrôle de qualité.

(Autres modèles sur devis).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.