


Chaise Classique Revisitée 4 Pieds - H 380 mm



Taille : T4

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 42,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une Note de Design en plus...

Le piètement de ce siège a été redessiné, pour offrir une ligne nouvelle à la salle de classe sans pour autant bousculer nos classiques...


Assise et Dossier en multipli de hêtre feuilleté verni de 7 mm en applique sur la structure en tube d'acier 25 mm.

Modèle Empilable.

Hauteur T3 à T7.

Peinture Epoxy

Coloris de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.