



Chandelier 1 Robinet Antivandalisme - 200 x 150 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 142,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

LA ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

Chandelier Antivandalisme à 1 robinet, embout Fixe diamètre 6 mm

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Colonne renforcée et queue de robinet en diamètre 3/8".

Hauteur 150 mm ou 245 mm.

Résistance Accrue au pliage

Avis d'expert...

Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
- la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient

Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.