

Cuve Polypropylène 350 x 350 x 200 mm - Polysinc Beige



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 114,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cuve Vulcathène 350 x 350 mm - Polysinc

Profondeur Utile 200 mm.

Dimensions Utiles 300 x 300 mm

Bonde surmoulée

Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.