


## Mélangeur Orientable et Embout Démontable diamètre 10 mm - 200 x 300 mm



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 177,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### LA ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

#### Mélangeur Eau Chaude/ Eau Froide à Bec Orientable

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Embout démontable diamètre 10 mm.

Alimentation Eau Chaude / Eau Froide Monotrou

Destiné à alimenter en Eau Froide: des laveries, des double-bacs, et à alimenter des montages de réfrigérants et trompes à vide.

#### Avis d'expert...

Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
- la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient

Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.