

Mitigeur à Commande Fémorale - Bec Orientable



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 240,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Mitigeur à Commande « Fémorale »

Mitigeur à bec lisse « Fixe » ou « Orientable »

Hauteur sous bec 200 mm

Saillie 200 mm

Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm

Aérateur étoile M24 x 1

Commande fémorale de Longueur 390 mm au totale
(340 mm de commande directe)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.